

MAQUINA DE DIALISIS PERITONEL FRESENIUS

MODO DE ENTRAR A SERVICIO



Se presionan ambos botones hasta que aparezca un * con una  se debe esperar que salga OPCIONES DE INICIO. Nuevamente se precionan ambos botones nuevamente se presiona



Se preciona este botón y aparecerá en la pantalla TEST DE BASCULAS luego

Paso 3

Luego de presionar este botón aparecerá **SERVICE** entrar código

Нажмите на картинку чтобы закрыть о

Paso 4

El código es presionar 4 veces este botón

Нажмите на картинку чтобы закрыть о

Luego de ingresar el código se presiona ✓

Paso 5

Нажмите на картинку чтобы закрыть о

Luego de esto aparecerá **SERVICE OPTIONS** y se debe ir hasta la palabra **SCALES** Y SE PRESIONA ✓ y enseguida el equipo se apagará

.