

REQUERIMIENTOS MINIMOS NECESARIOS PARA INSTALACIÓN DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS DIALOG+

CENTRO ASISTENCIAL:

FECHA:

AGUA TRATADA	CUMPLE	
	SI	NO
1. Agua tratada libre de cloro, minerales, electrolitos, que cumplan normas AAMI ó Farmaco Europea.		
2. Conductividad del agua menor a 10 uS		
3. Toma individual de agua tratada con llave de PVC y niple roscado de PVC de 3/4"		
4. Presión del agua tratada en sala de tratamiento o donde se usará el equipo de 20 a 30 PSI		
5. Ubicación de tomas de agua no menor a 50 cm. del piso.		
6. Ubicación de tomas de desagüe no mayor a 40 cm. del piso y no menor a 20 cm. de la toma de agua.		
7. Exámenes microbiológicos negativo		
8. Exámenes de endotoxinas negativo		

ENERGIA ELECTRICA	SI	NO
1. Tomacorrientes para cada máquina de hemodiálisis con linea a tierra tipo Schucco		
2. Voltaje 220V +/- 10%, Frecuencia 60 Hz		
3. Llaves térmicas individuales o por sectores, corriente de consumo máximo por máquina de hemodiálisis 12 Amp para 2500 W		
4. Pozo a tierra con resistencia menor a 5 ohm		
5. Tomacorrientes ubicados mínimo a 30 cm. de tomas de agua ó desagüe.		

INSUMOS PARA DESINFECCION	SI	NO
1. Galonera de 4 litros de Acido Cítrico al 50%		