

## **AquaWTU**

Sistema compacto de tratamiento de agua



# AquaWTU

Sistema compacto de tratamiento de agua para una diálisis segura

- El AquaWTU es un sistema completo de tratamiento de agua con ósmosis inversa **diseñado para suministrar hasta 5 monitores** e incluso más si se usa con un depósito de almacenaje de permeado.
- La unidad provee un **tratamiento completo de agua** que incluye pretratamiento y ósmosis inversa. El pretratamiento se compone de un filtro de partículas de 10 micras, un descalcificador dúplex volumétrico, una luz ultravioleta (opcional) y un microfiltro de 5 micras impregnado en carbón activo. EN caso necesario un prefiltro adicional puede instalarse en la parte posterior del AquaWTU.
- Su manejo, **vía pantalla fácil de la unidad de control con microporcesador** ofrece muchas de las ventajas asociadas a los equipos grandes de ósmosis inversa.
- Totalmente programable, con control diario de marcha/paro y la función de "auto lavado" cuando está "en espera".
- Desinfección semiautomática controlada por volumen**, minimiza tiempos muertos y el consumo de desinfectante, a la vez que proporciona seguridad al paciente y al usuario.
- La continua **monitorización en línea** ofrece seguridad extra al paciente y una mayor eficacia en el funcionamiento.
- El AquaWTU se suministra con **conectores en acero inoxidable y drenaje con caída libre**; está diseñado para ser conectado a dos motores de diálisis directamente. El modelo superior, AquaWTU 250, puede instalarse con un anillo de distribución capaz de suministrar a 5 monitores.
- Una carcasa compacta e insonorizada recubre todo el sistema resultando en un **sistema silencioso y portátil**.

| Especificación |                |
|----------------|----------------|
| Tipo           | Nº de artículo |
| AquaWTU 125    | 632 569 1      |
| AquaWTU 250    | 632 570 1      |



Vista posterior del AquaWTU con prefiltro externo opcional de 20 pulgadas.

## Datos técnicos (Equipo médico certificado CE)

### Unidad electrónica de control

Unidad de control con microporcesador, pantalla de texto iluminada, guía para el usuario e indicaciones de los parámetros de la máquina. Recuperación de datos en caso de fallo de corriente, puerto RS-232 y control remoto opcional.

### Unidad hidráulica

|                               |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Chasis                        | diseño portátil, chasis en acero inoxidable recubierto                      |
| Dimensiones                   | alto 925 mm, ancho 510 mm, profundo 580 mm, (720 mm con prefiltro opcional) |
| Peso                          | aprox. 110 kg (vacío/seco)                                                  |
| Suministro de agua            | agua potable                                                                |
| Presión de entrada            | 3,5–6,0 bar                                                                 |
| Temperatura de entrada        | 5–35°C                                                                      |
| SDI (índice de sedimentación) | < 5                                                                         |
| Drenaje                       | drenaje DN 32 y corte de aire                                               |

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Suministro eléctrico | suministro monofásico<br>230 V AC 50 Hz 16 A, 750 VA |
|----------------------|------------------------------------------------------|

### Prestaciones

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| AquaWTU 125 | 125 l/hr a 15°C y 1,5 bar contrapresión |
| AquaWTU 250 | 250 l/hr a 15°C y 1,5 bar contrapresión |
| Efectividad | ajustable (valor típico 50–70%)         |

Especificaciones técnicas sujetas a cambios



Fresenius Medical Care

Alemania: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH · 61346 Bad Homburg v. d. H. · Teléfono: +49 (0) 6172-609-0 · Fax: +49 (0) 6172-609-2191  
Oficina central: Else-Kröner-Straße 1 · 61352 Bad Homburg v. d. H.

España: Fresenius Medical Care España S.A. · Centro de Negocios Eisenhower · C/ Cañada Real de las Merinas 7 · Edificio 3, planta 5ª · 28042 Madrid · Teléfono: +34 913276650 · Fax: +34 913276651  
www.fmc-ag.com