

C Opciones y accesorios aprobados

Suministro de energía	C-2
Accesorios para conexión externa	C-5
Pantallas y componentes para pantallas	C-8
Opciones del monitor	C-8
ECG	C-9
Pulsioximetría (SpO2)	C-14
Temperatura	C-17
Presión sanguínea no invasiva (PSN)	C-19
Receptáculo de presión sanguínea arterial no invasiva continua (CNAP)	C-20
Gasto cardíaco del contorno de la presión de pulso (PiCCO)	C-21
Presión sanguínea invasiva (PSI)	C-22
Gasto cardíaco	C-24
Gas sanguíneo transcutáneo	C-25
CO2 al final del flujo espiratorio (etCO2)	C-25
etCO2/Mecánica de respiración	C-27
FiO2	C-27
Vigilancia MultiGas	C-28
Vigilancia NMT	C-29
Monitorización BISx	C-29
EEG	C-30
Mód. Comunicación	C-30

C Opciones y accesorios aprobados

ADVERTENCIA: Los accesorios desechables (como electrodos, transductores, etc. desechables) son de un solo uso. No reutilice los accesorios desechables.

NOTA: Los números de componente son susceptibles de cambio. Póngase en contacto con su comercial para obtener los números de componente y accesorios actualizados.

Suministro de energía

Cables de alimentación

Cable de alimentación para Europa continental, CEE 7, 2,5 m	4321712
Cable de alimentación para Norteamérica, 5-15P, 2,25 metros m (7,4 pies)	4321720
Cable de alimentación para Australia y Nueva Zelanda AS 3112, 3 m	1851705
Cable de alimentación para Gran Bretaña, BS 1363, 3 m	1851713
Cable de alimentación para Suiza, SEV 1011, 3 m	4321613
Cable de alimentación para China, GB1002, 3 m	1859714
Cable de alimentación para Dinamarca, 3 m	1868950
Cable de alimentación para Brasil, NBR 14136, 3 m	1875523
Cable de alimentación, 3 m	1869833
Cable de alimentación para Tailandia, NEMA 515P 250V, 3 m	1868160

Transformadores

Adaptador de potencia (fuente de alimentación IDS)	MS18284
<i>Incluyendo: Cable de conexión a la IDS de 2,5 m. El cable de entrada de alimentación de la red eléctrica se debe solicitar por separado.</i>	

Transformador 5955393

El cable de entrada de alimentación de la red eléctrica se debe solicitar por separado.

NOTA: Los transformadores con un número de revisión mayor o igual que 6 se pueden usar para conectar los monitores Delta y Delta XL y todas las Infinity Docking Stations (IDS). Los transformadores con un número de revisión menor que 6 solo deben usarse para conectar el Delta y el Delta XL directamente.

NOTA: Este transformador ya no se comercializa y ha sido sustituido por el MS18284.

Adaptador de CA, universal 5188607

El cable de entrada de alimentación de la red eléctrica se debe solicitar por separado.

NOTA: Este transformador ya no se debe utilizar con ninguna Infinity Docking Station.

NOTA: Este transformador ya no se comercializa y ha sido sustituido por el MS18284.

Cable de conexión a tierra

Cable de conexión a tierra, 5 m 2171767

Conecta el bastidor del monitor a tierra; tiene dos resortes de traba

Infinity Docking Station (IDS)

Infinity Docking Station (IDS) 5206110

Infinity Docking Station (IDS), interfaz y suministro de energía 5732388

Infinity Docking Station (IDS), MIB integrado 7489375

Infinity Docking Station — básica 4715319

Dispone de un montaje mecánico para los dispositivos Delta o Delta XL. Se puede utilizar con la montura para cama-Docking Station (5188813) durante los traslados de pacientes.

Opción MIB II, 4 canales para IDS 7261246

Soporta la conexión de hasta 4 dispositivos MIB

C Opciones y accesorios aprobados

Tarjeta inalámbrica

Adaptador de cliente WLAN 802,11 b/g <i>Consta de una tarjeta inalámbrica (MS24694) y un adaptador (MS24595)</i>	MS25009
---	---------

Montaje

Montura para estante, Docking Station <i>Montura para estante para Docking Station o placa de interfaz que permite la inclinación y la rotación</i>	4720087
Montura para pared, Docking Station <i>Montura universal para Docking Station o placa de interfaz, brazo de extensión de 23 cm en riel vertical</i>	4720111
Montura para cama, Docking Station <i>Montura para fijar una Docking Station a un riel de cama</i>	5188813
Soporte rodante, Docking Station <i>Soporte móvil rodante para IDS o placa de interfaz (con cesta)</i>	4722240
Juego de montaje Pick and Go EasiArm <i>Incluye montura, placa de montaje (PGEA) y riel de pared GCX y Westbrook</i>	7498913
Adaptador para montar en pared para IDS <i>Adaptador para montar la IDS en el riel vertical de la montura de pared de la IDS 4720111</i>	4720061
Montura de riel para el cable de alimentación de la IDS <i>Placa para montar el cable de alimentación de la IDS en rieles horizontales</i>	4720095
Soporte de pared para IDS <i>Soporte para montar en paredes para sostener la IDS</i>	4720129
Soporte de plataforma rodante para IDS <i>Soporte para montar el suministro de alimentación IDS en un poste de una plataforma rodante</i>	4720103
Adaptador de montura, monitor + impresora R50 <i>Soporte para montar una impresora R50 al lado de un monitor de cabecera</i>	4720145
Placa para parte superior de mostrador para R50 <i>Placa para estabilizar la impresora R50 en la parte superior de un mostrador Para usar con la placa de interfaz 3376493</i>	5197384

Placa de interfaz	3376493
<i>Suministra conexiones para salida de alarma, impresora y conexiones de pantalla remota y exportación de datos RS-232</i>	
<i>Se puede conectar a la parte de abajo del monitor o la impresora R50</i>	
<i>No se debe usar con la IDS</i>	
Soporte para el control de los cables	7267037
<i>Se monta debajo de la IDS</i>	
Soporte de pinza, Docking Station	MS17338
<i>Pinza para montar la Docking Station o la placa de interfaces en barras verticales (de 1,3 a 3,8 cm de diámetro) o barras horizontales (10 x 25 mm)</i>	

Accesorios para conexión externa

Cable RS232 UART de diagnóstico, 3 m	4714346
<i>Para la conexión entre un monitor y un PC para aplicaciones de diagnóstico</i>	
Cable QRS sinc, 3 m	4314667
<i>Un extremo sin terminación</i>	
Cable de comunicación del puerto, 5 m	4314618
<i>Un extremo sin terminación</i>	
Cable de salida de alarma, 5 m	5194928
<i>Para conectar una IDS a un sistema de llamada a las enfermeras</i>	
<i>Cable de 5 m con un extremo sin terminación</i>	
Cable de salida de alarma, placa de interfaz, 5 m	4314626
<i>Para conectar a un sistema de llamada a las enfermeras</i>	
<i>Cable de 5 m con un extremo sin terminación</i>	
Cable en Y, salida para impresora y alarma	4313578
<i>Para conectar simultáneamente la salida de una impresora y de alarma desde la placa de interfaz</i>	
Cable en Y, IDS a teclado remoto	5596288
Cable de ECG analógico para transmisor	4316621
<i>Conecta el transmisor al cable MultiMed, para mostrar derivación II. Para utilizar con la telemetría Infinity o el transmisor de telemetría TruST.</i>	
Cable de conexión Vital	MS15421
<i>Conecta el transmisor de telemetría Infinity a un monitor a través del conector X8 para las mediciones de PSN y SpO₂</i>	
Cable de SDC a IDS de 25 m	5194910

C Opciones y accesorios aprobados

Cable de protocolo de exportación, IDS 3 m	5206441
<i>Consulte los detalles técnicos sobre el protocolo de exportación y la terminación del cable en el manual Protocolo de Exportación Infinity RS232</i>	

Cables de empalme de red

NOTA: Los cables de ruta de la red Infinity no se recomiendan para la conexión del convertidor de protocolo MIB II al IDS o al monitor Infinity Kappa. Encontrará los cables de ruta recomendados en el capítulo titulado “Interfaz del dispositivo externo” en la página C-7.

Cable de empalme, 1,2 m	4726373
<i>Cable protegido para conectar el IDS o monitor a una toma de pared de la red</i>	
Cable de empalme, 2,4 m	4726381
<i>Cable protegido para conectar el IDS o monitor a una toma de pared de la red</i>	
Cable de empalme, 4,9 m	4726399
<i>Cable protegido para conectar el IDS o monitor a una toma de pared de la red</i>	
Cable de empalme, 20 m	4725557
<i>Cable protegido para conectar el IDS o monitor a una toma de pared de la red; incluye un conector adicional para el terminal de campo</i>	

Cables para impresoras e impresoras R50

Impresora R50 (incluye papel)	5952630
Impresora R50-N (incluye papel y una placa de montaje)	5740068
Papel para impresión, 10 rollos	4711201
Cable para impresora R50, placa de interfaz de IDS, 1,5 m	4721770
<i>Cable para conectar una impresora R50 a la IDS (se necesita una placa de interfaz)</i>	
Cable para impresora, IDS-R50, 3 m	4313560
<i>Cable para conectar una impresora R50 a una IDS (no se necesita una placa de interfaz)</i>	
Cable para impresora, 0,6 m	4313586
<i>Cable para conectar una impresora R50 a un monitor equipado con una placa de interfaz</i>	

Interfaz del dispositivo externo

Convertidor de protocolo MID II	7256931
Cable de conexión MIB, 3 m	5589093
<i>Cable para conectar el convertidor de protocolo MIB a una IDS</i>	
Cable MIB, Abbot Oximetrix ³	5742981
Cable MIB, Abbot Q2/Q2+, Gasto cardíaco continuo/SvO ₂	7493344
Cable MIB, AVL Opti CCA	5742999
Cable MIB, Monitor Aspect A-2000 BIS	5950220
Cable MIB, Vigilance/Vigilance II de Edwards/Baxter II	5198929
NOTA: Debido a la fusión de empresas, los accesorios Edwards/Baxter pueden considerarse de Edwards. Póngase en contacto con Edwards si existe alguna duda sobre la identidad de los accesorios.	
Cable MIB, ventiladores Dräger Evita 2, Evita 4/Evita XL/Savina/Fabius CE, Babylog	5198952
Cable MIB, Evita Infinity V500 ^{1, 4}	5189829
<i>Este cable necesita un adaptador</i>	
Cable MIB, Dräger Cato, Cicero B, Cicero EM (B/N)	5736355
Cable MIB, Dräger Julian, Cicero C (soporte de flujo), Cicero EM (Color), Fabius GS ² , Tiro ² , Primus, Apollo (flujo)	5736348
Cable MIB, Dräger Julian/Apollo/Primus (soporte de CO ₂)	7493690
Cable MIB, Dräger Narkomed 2/4, 6000, 6400	5944074
Cable Radiometer MIB, ventilador Hamilton Galileo	7493310
Cable MIB, monitor Radiometer MicroGas 7650	7493351
Cable MIB, BD/Ohmeda CD	5944082
NOTA: Debido a la fusión de empresas, los accesorios Ohmeda pueden considerarse de Becton Dickinson (BD). Contacte a BD si existe alguna duda sobre la identidad de los accesorios.	
Cable MIB, ventilador Puritan Bennett 840	7493336
Cable MIB, Puritan Bennett 7200	5198937
Cable MIB, Siemens Servo ¹	5954537
Cable MIB, ventilador Siemens Servo 300/300A	5198911
Cable MIB, ventilador Siemens Servo 900	5198945
Cable MIB, ventilador Taema Horus	7493328
Cable MIB, ventilador Viasys BEAR 1000/BEAR cub	MS16476
Cable MIB, VIA V-ABG ¹	5743872
Cable MIB, Dräger Zeus	MS16991
Cable MIB, Dräger Fabius GS ³ , Tiro ³	MS16186
Cable MIB, incubadoras Dräger Caleo, C2000/C2000E y cunas térmicas Babytherm	MS18805
Cable MIB, Somanetics INVOS 5100C ¹	MS24505
Cable MIB, DatexOhmeda/GE Aestiva/Aespire 7900/7100 ¹	MS24506

C Opciones y accesorios aprobados

Cable de ruta protegido doble 1,5 m <i>Cable protegido para conectar el IDS a un convertidor de protocolo MIB II</i>	MS26957
Cable de ruta protegido doble 2,4 m <i>Cable protegido para conectar el IDS a un convertidor de protocolo MIB II</i>	MS26955
Cable de ruta protegido doble 5 m <i>Cable protegido para conectar el IDS a un convertidor de protocolo MIB II</i>	MS26956
Cable de ruta protegido doble 15,2 m <i>Cable protegido para conectar el IDS a un convertidor de protocolo MIB II</i>	MS27314
¹ Requiere VF8 o software superior	
² Para dispositivos fabricados desde septiembre de 2004 (SN>ARUK0001)	
³ Para dispositivos fabricados antes de septiembre de 2004 (SN<ARUK0001) no admite el flujo	
⁴ Necesita software MIB VF8.1 o superior y software de monitor VF8.0 o superior	

Pantallas y componentes para pantallas

Controlador para pantalla quirúrgica

Controlador para pantalla quirúrgica (ISD), (incluye 5191213)	5193110
Cable adaptador, 25 m <i>Cable para conectar el ISD a una Infinity Docking Station (IDS)</i>	5194910
Cable de pantalla remota, 25 m	5191213

Opciones del monitor

Opción de 5 a 6 canales <i>Amplía la indicación a seis canales</i>	5597914
Opción de 6 a 8 canales <i>Amplía la visualización a ocho canales</i>	5597922
Opción de 4 a 5 canales para monitor Kappa <i>No es necesario cuando se realiza el pedido de la opción de 5 a 6 canales</i>	5597211
Opción de arritmia completa de ACE <i>Agrega llamadas para run, bigeminismo, pareja, CVP y ritmo ventricular acelerado</i>	4322967

Opción para ST de 12 derivaciones ARIES <i>Provee análisis ST de 12 derivaciones con el módulo MultiMed 12 y análisis ST de 8 derivaciones con el módulo MultiMed 6.</i>	5597328
Opción para análisis ST de 3 derivaciones <i>No se requiere si la opción ARIES está instalada.</i>	5201988
Opción de cálculo fisiológico	5201996
Opción de comunicación para el módulo <i>Agrega un segundo canal de comunicación para módulo</i>	5597203
Montaje de gancho de maneta, Delta/Delta XL	MS15202
Opción sin cable	7498087
Paquete para arritmia/PhysioCalcs/ARIES	5943910
Modo de Quirófano (guardado en el monitor)	MS17653
Modo de Quirófano (guardado en la IDS)	MS17034

ECG

Módulos MultiMed y NeoMed

ADVERTENCIA: Los receptáculos NeoMed y MultiMed 12 no han sido diseñados para utilizarse durante procedimientos de electrocirugía. Para proteger a los pacientes contra quemaduras, no utilice estos módulos en un entorno ESU.

Cable multiparámetros MultiMed® plus, para ECG, resp., SpO ₂ , y temp., 2,5 m	MS20093
Cable multiparámetros MultiMed® plus OR, para ECG, resp., SpO ₂ , y temp., 2,5 m	MS20094
Cable multiparámetros para receptáculo MultiMed® 5, para ECG, resp., SpO ₂ , y temp., 2,5 m	3368391
Cable multiparámetros para receptáculo MultiMed® 5, para ECG, resp., SpO ₂ , y temp., 1,5 m	5950196
Cable multiparámetros para receptáculo MultiMed® 6, para ECG, resp., SpO ₂ , y temp., 2,5 m	5191221
Módulo MultiMed 12, acomoda: <i>Cables ECG con 12 derivaciones para el paciente 1 cable de extensión para SpO₂</i>	5589663
Cable multiparámetros para receptáculo NeoMed, para ECG, resp., SpO ₂ , temp. y FiO ₂ , 2,5 m	5590539
Cable intermedio de ECG, de 3 derivaciones, para receptáculo NeoMed, 1,5 m	5592162

C Opciones y accesorios aprobados

Cable adaptador de 3 derivaciones de ECG para neonatos, 2 m <i>Conecta receptáculos MultiMed plus (conector de espiga única) a electrodos desechables de ECG para neonatos (5195024)</i> No use el cable adaptador de 3 derivaciones de ECG para neonatos con el cable de extensión de ECG (MS16256) durante la electrocirugía (UEC)	MS25951
Bloque ECG UEC, para usar en quirófanos cables de ECG de 3 o 5 derivaciones con MultiMed® 5 <i>Sólo para uso durante electrocirugía (se puede utilizar con juegos de 3 ó 5 derivaciones de ECG)</i>	5947226
Bloque ECG UEC, para usar en quirófanos cables de ECG de 3, 5 o 6 derivaciones con MultiMed® 6 <i>Sólo para uso durante electrocirugía (se puede utilizar con juegos de 3, 5 ó 6 derivaciones de ECG)</i>	7486140
Electrodos de ECG, para usar con un solo paciente, adulto/niño, 50 uds.	4527750
Adaptador de electrodos, para conectar electrodos neonatales al receptáculo MultiMed®, 10 uds. <i>Para conectar electrodos neonatales a receptáculos MULTIMED y cables intermedios de ECG</i>	5194779
Electrodos de ECG, para usar con un solo paciente, neonato, 300 uds.	5195024

Derivaciones ECG

Asignación de colores europea IEC Código de color 1 (IEC1):

3 derivaciones	brazo derecho: roja, pierna izquierda: verde, brazo izquierdo: amarilla
5 derivaciones	brazo derecho: roja, pierna izquierda: verde, brazo izquierdo: amarilla, pierna derecha: negra, V: blanca
6 derivaciones	brazo derecho: roja, pierna izquierda: verde, brazo izquierdo: amarillo, pierna derecha: negra, V: blanca, V+: gris y blanca
12 derivaciones	brazo derecho: roja, pierna izquierda: verde, brazo izquierdo: amarilla, pierna derecha: negra, V1 blanca y roja, V2 blanca y amarilla, V3: blanca y verde, V4: blanca y marrón, V5: blanca y negra, V6: blanca y violeta

Asignación de colores IEC AHA/EE.UU., código de color 2 (IEC2):

3 derivaciones	brazo derecho: blanca, pierna izquierda: roja, brazo izquierdo: negra
5 derivaciones	brazo derecho: blanca, pierna izquierda: roja, brazo izquierdo: negra, pierna derecha: verde, V: marrón
6 derivaciones	brazo derecho: blanca, pierna izquierda: roja, brazo izquierdo: negra, pierna derecha: verde, V: marrón, V+: gris y marrón
12 derivaciones	brazo derecho: blanca, pierna izquierda: roja, brazo izquierdo: negra, pierna derecha: verde, V1 marrón y roja, V2 marrón y amarilla, V3: marrón y verde, V4: marrón y azul, V5: marrón y naranja, V6: marrón y violeta

NOTA: A menos que se especifique lo contrario, la longitud de todos los juegos de derivaciones es 1 metro (1 m).

Derivaciones de ECG para usar con un solo paciente (versión de una sola espiga: para la conexión directa con MultiMed Plus y MultiMed Plus OR)

Cable ECG, 3 derivaciones, conector de espiga única, uso con un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1 m	MP00875
Cable ECG, 3 derivaciones, conector de espiga única, uso con un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1 m	MP00877
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de espiga única, uso con un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP00879
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de espiga única, uso con un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5m	MP00881
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de espiga única, uso con un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP03122
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de espiga única, uso con un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m	MP03123
Cable de extensión de ECG, conector de espiga única, 2 m	MS16256

C Opciones y accesorios aprobados

Juegos de derivaciones de ECG estándar (versión de una sola espiga para la conexión directa con MultiMed Plus y MultiMed Plus OR)

Cable ECG, 6 derivaciones, conector de espiga única, IEC1 (Europa), 1 m	MS16157
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de espiga única, IEC2 (código de colores AHA/EE. UU.)	MS16547
Cable ECG, 3 derivaciones, conector de espiga única, IEC1 (código de colores europeo), 1 m	MS16159
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de espiga única, IEC1 (código de colores europeo), 1 m	MS16158
Cable ECG, 3 derivaciones, conector de espiga única, IEC2 (código de colores AHA/EE. UU.), 1 m	MS16231
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de espiga única, IEC2 (código de colores AHA/EE. UU.), 1 m	MS16546
Cable de extensión de ECG, conector de espiga única, 2 m	MS16256

MonoLead - (versión de una sola espiga: para la conexión directa con MultiMed Plus y MultiMed Plus OR)

Cable ECG, 3 derivaciones, conector de espiga única MonoLead [®] 3, IEC1 (Europa), 2 m	MS14555
ECG MonoLead 3, IEC1 (EURO), 4,1 m*	MS28561
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de espiga única MonoLead [®] 5, IEC1 (Europa), 2,5 m	MS14559
ECG MonoLead 5, IEC1 (EURO), 5,3 m*	MS28559
ECG MonoLead 6, IEC1 (EURO), 5,7 m*	MS17185
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de espiga única MonoLead [®] 6, IEC1 (Europa), 3,1 m	MS14683
Cable ECG, 3 derivaciones, conector de espiga única MonoLead [®] 3, IEC2 (AHA/EE.UU.), 2 m	MS14556
ECG MonoLead 3, IEC2 (AHA/EE.UU.) 4,1 m*	MS28557
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de espiga única MonoLead [®] 5, IEC2 (AHA/EE.UU.), 2,5 m	MS14560
ECG MonoLead 5, IEC2 (AHA/EE.UU.) 5,3 m*	MS28558
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de espiga única MonoLead [®] 6, IEC2 (AHA/EE.UU.), 3,1 m	MS14682
ECG MonoLead 6, IEC2 (AHA/EE.UU.) 5,7 m*	MS28560
Cable de extensión de ECG, conector de espiga única, 2 m	MS16256

NOTA: *No debe usarse en combinación con el cable de extensión MS16256.

Conjuntos de derivaciones de ECG estándar (versión de doble espiga: para la conexión directa con MultiMed 3/5/6/12)

Cable ECG, 3 derivaciones, conector de espiga doble, IEC1 (Europa), 1 m	5956433
Cable ECG, 3 derivaciones, conector de espiga doble, IEC2 (AHA/EE.UU.), 1 m	5956441
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de espiga doble, IEC1 (Europa), 1 m	5956466
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de espiga doble, IEC2 (AHA/EE.UU.), 1 m	5956458
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de espiga doble, IEC1 (Europa), 1 m	5956482
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de espiga doble, IEC2 (AHA/EE.UU.), 1 m	5956474
Cable ECG para derivación C, IEC1 (Europa) 1,5 m	5956508
Cable ECG para derivación V, IEC2 (AHA/EE.UU.) 1,5 m	5956490
NOTA: Derivaciones de pecho para su uso con un módulo MultiMed 12. No aptas para su uso con OR.	
Cable de extensión de ECG, conector de espiga doble, 2 m	MS16492

Adaptador de espiga única a espiga doble

Adaptador de ECG para cable de ECG de espiga única a MultiMed® 5 <i>Es necesario para conectar un cable de ECG de espiga única (de 3 o 5 derivaciones) al receptáculo MultiMed 5.</i> NOTA: El bloque UEC de 5 derivaciones es compatible con este adaptador. Este adaptador no reemplaza el bloque UEC.	MS14679
Adaptador de ECG para cable de ECG de espiga única a MultiMed® 6 <i>Es necesario para conectar un cable de ECG de espiga única (de 3, 5 o 6 derivaciones) al receptáculo MultiMed 6.</i> NOTA: El bloque UEC de 6 derivaciones es compatible con este adaptador. Este adaptador no reemplaza el bloque UEC.	MS14680

MonoLead, versión de doble espiga (para la conexión directa con MultiMed 3/5/6/12)

Cable ECG, 3 derivaciones, conector de espiga doble MonoLead® 3, IEC1 (Europa), 2 m	MS16160
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de espiga doble MonoLead® 5, IEC1 (Europa), 2,5 m	MS16161
Cable ECG para derivación C MonoLead® 5, IEC1 (Europa) 2,5 m	MS16232
Cable ECG, 3 derivaciones, conector de espiga doble MonoLead® 3, IEC2 (AHA/EE.UU.), 2 m	MS16233
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de espiga doble MonoLead® 5, IEC2 (AHA/EE.UU.), 2,5 m	MS16229
Cable ECG para derivación C MonoLead® 5, IEC2 (AHA/EE.UU.) 2,5 m	MS16230

C Opciones y accesorios aprobados

Pulsioximetría (SpO₂)

NOTA: La selección del tipo de tecnología SpO₂ está protegida por contraseña. Póngase en contacto con el personal técnico del hospital para obtener más información.

Sensores Dräger

Reutilizables

Sensor de SpO₂ Dräger para dedo, reutilizable MS13235

Sensor para adultos para colocación en el dedo

Peso del paciente > 40 kg (88 libras)

NOTA: No se debe usar con los módulos MicroO₂+, Masimo SET o Nellcor OxiMax.

Uso adhesivo para un solo paciente

Sensor de SpO₂ Dräger adhesivo, vinilo, desechable, adulto, 24 uds. MS16449

Sensor de SpO₂ Dräger adhesivo, vinilo, desechable, adulto, 24 uds. MS16445

Sensor de SpO₂ Dräger adhesivo, vinilo, desechable, niño, 24 uds. MS16448

Sensor de SpO₂ Dräger adhesivo, vinilo, desechable, adulto, 24 uds. MS16444

Sensor de SpO₂ Dräger adhesivo, tela, desechable, bebé, 24 uds. MS16447

Sensor de SpO₂ Dräger adhesivo, tela, desechable, neonato, 24 uds. MS16446

Sensores Masimo LNCS

Reutilizables

Sensor de SpO₂ Masimo LNCS DCI para el dedo, reutilizable, adulto MP00796

Sensor para adultos para colocación en el dedo

Peso del paciente > 30 kg (66 libras)

Sensor de SpO₂ Masimo LNCS DCIP para el dedo, reutilizable, niño MP00795

Sensor para pediatría/adultos para colocación en el dedo

Peso del paciente > 10 - < 50 kg (> 22 - < 110 libras)

Sensor de SpO₂ Masimo LNCS-TC-I oreja, reutilizable, pediátrico/adulto MP00788

Sensor de SpO₂ Masimo LNCS-TF-I, reutilizable, pediátrico/adulto MP00799

Sensor de SpO₂ Masimo LNCS-YI Multisite, reutilizable, neonato/pediátrico/adulto MP00789

Uso adhesivo para un solo paciente

Sensor de SpO2 adhesivo Masimo LNCS Adt, desechable, adulto, 20 uds. <i>Peso del paciente > 30 kg (66 lb)</i>	MP00790
Sensor de SpO2 adhesivo Masimo LNCS Inf, desechable, bebé, 20 uds. <i>Peso del paciente 3 a 20 kg (7 a 44 lb)</i>	MP00791
Sensor de SpO2 adhesivo Masimo LNCS Neo, desechable, neonato, 20 uds. <i>Peso del paciente < 10 kg (22 lb)</i>	MP00792
Sensor de SpO2 adhesivo Masimo LNCS Pt, desechable, niño, 20 uds. <i>Peso del paciente 10 a 50 kg (22 a 110 lb)</i>	MP00793
Sensor de SpO2 adhesivo Masimo LNCS NeoPt, desechable, bebé prematuro, 20 uds. <i>Peso del paciente < 1 kg (2 lb)</i>	MP00794

Sensores Masimo LNOP

Reutilizables

Sensor de SpO2 Masimo LNOP DCI para el dedo, reutilizable, adulto <i>Sensor para adultos para colocación en el dedo</i> <i>Peso del paciente > 30 kg (66 libras)</i>	7270312
Sensor de SpO2 Masimo LNOP DCIP para el dedo, reutilizable, niño <i>Sensor para pediatría/adultos para colocación en el dedo</i> <i>Peso del paciente > 10 - < 50 kg (> 22 - < 110 libras)</i>	7270304
Sensor de SpO2 multisite Masimo LNOP YI, reutilizable <i>Dedo - Peso del paciente > 10 kg (22 libras)</i> <i>Dedo gordo del pie - peso del paciente > 3 - < 10 kg (> 6,6 - < 22 libras)</i> <i>Por encima del pie o palma y parte posterior de la mano - peso del paciente < 3 kg (6,6 libras)</i>	7497014
Sensor de SpO2 para oreja Masimo LNOP TI, reutilizable <i>Para el lóbulo o el pabellón de la oreja - Peso del paciente > 30 kg (66 libras)</i>	7497006

Uso adhesivo para un solo paciente

Sensor de SpO2 adhesivo Masimo LNOP Adt, desechable, adulto, 20 uds. <i>Peso del paciente > 30 kg (66 lb)</i>	7496990
Sensor de SpO2 adhesivo Masimo LNOP Pt, desechable, niño, 20 uds. <i>Peso del paciente 10-50 kg (de 22 a 110 libras)</i>	7496982

C Opciones y accesorios aprobados

Sensor de SpO₂ adhesivo Masimo LNOP Neo, desechable, neonato, 20 uds. 7496974

Peso del paciente < 10 kg (22 lb)

Sensor de SpO₂ adhesivo Masimo LNOP NeoPt, desechable, bebé prematuro, 20 uds. 7496966

Peso del paciente < 10 kg (22 lb)

Sensores Nellcor

Sensores reutilizables

Nellcor Durasensor DS-100A, sensor de SpO₂, adulto 72 62 764

Sensor de SpO₂ para adultos, para colocar en el dedo; peso del paciente > 40 kg (88 libras)

Sensores desechables (uso adhesivo para un solo paciente)

Nellcor OxiMAX MAX-A, adulto, 24 uds. MX50065

Sensor de SpO₂ para adultos, para colocar en el dedo de la mano o del pie; peso del paciente > 30 kg (66 libras)

Nellcor OxiMAX MAX-AL, adulto, 24 uds. MX50071

Sensor de SpO₂ para adultos, para colocar en el dedo de la mano o del pie; peso del paciente > 30 kg (66 libras)

Nellcor OxiMAX MAX-I, bebé, 24 uds. MX50067

Sensor de SpO₂ para bebés, para colocar en el dedo de la mano o del pie; peso del paciente 3-20 kg (6,7-44 libras)

Nellcor OxiMAX MAX-N, neonatal/adulto, 24 uds. MX50068

Sensor de SpO₂ neonatal, para colocación en el pie, peso del paciente < 3 kg o >40 kg (<6,7 libras o >88 libras)

Nellcor OxiMAX MAX-P, pediátrico, 24 uds. MX50066

Sensor de SpO₂ pediátrico, para colocar en el dedo de la mano o del pie; peso del paciente 10-50 kg (22-110 libras)

Receptáculos

Hay disponibles varios kits de módulos; póngase en contacto con su representante local de ventas para obtener detalles.

Kit de módulos Delta Masimo SET SpO₂ (MS16356) MS16901

*1 receptáculo MASIMO SET SpO₂ con montaje Delta/Delta XL
1 cable de extensión MASIMO*

Kit de módulos Kappa Masimo SET SpO₂ (MS16356) MS16902

*1 receptáculo MASIMO SET SpO₂ con montaje Kappa
1 cable de extensión MASIMO*

Módulo Infinity Nellcor OxiMax MS23997

Conecta con el monitor a través de un cable fijo X8

Cable SpO₂

Cable intermedio de SpO ₂ Masimo LNOP, 3 m	MS17041
Cable intermedio de SpO ₂ Masimo LNOP, 1,2 m	MS18680
Cable intermedio de SpO ₂ Masimo LNCS, 3 m	MS17522
Cable intermedio de SpO ₂ Masimo LNCS, 1,2 m	MS24303
Cable de extensión de SpO ₂ Dräger/Nellcor, para receptáculos Multimed 5/6 y NeoMed, 1 m	3368433
Cable de extensión de SpO ₂ Dräger/Nellcor, para receptáculos Multimed 5/6 y NeoMed, 2 m	3375834
Cable del sensor de SpO ₂ Masimo ProCal, para receptáculos Multimed 5/6 y NeoMed, 2 m	7492601
Cable del sensor de SpO ₂ Masimo ProCal, para receptáculos Multimed 5/6 y NeoMed, 1,5 m	MS13926
Cable de extensión Masimo, LNCS, sensores de SpO ₂ para MultiMed Plus/MultiMed Plus OR	MS20163
Cable intermedio de SpO ₂ Dräger/Nellcor®, para Multimed Plus/Plus OR, 1,2 m	MS18683
Cable intermedio de SpO ₂ Dräger/Nellcor®, para Multimed Plus/Plus OR, 3 m	MS17330

Temperatura

Cable adaptador, conector de 7 espigas para sonda de temperatura con conector de 1/4"	5198333
Cable en Y, reutilizable, conector de 7 espigas, para 2 sondas de temperatura	5592154

Sondas de temperatura reutilizables

Sondas internas

Para utilizar en electrocirugía, aplicaciones en esófago y recto

Sonda de temperatura de aplicación general, reutilizable, adulto, conector de 7 espigas, 1,5 m	4329889
Sonda de temperatura de aplicación general, reutilizable, adulto, conector de 7 espigas, 3 m	5204644
Sonda de temperatura de aplicación general, reutilizable, niño, conector de 7 espigas, 1,5 m	4329848
Sonda de temperatura de aplicación general, reutilizable, niño, conector de 7 espigas, 3 m	5204651
Sonda de temperatura de aplicación general, reutilizable, adulto, conector de 1/4", 3 m	5201327

C Opciones y accesorios aprobados

Sonda de temperatura de aplicación general, reutilizable, adulto, conector de 1/4", 5 m	5201319
Sonda de temperatura de aplicación general, reutilizable, niño, conector de 1/4", 3 m	5201343
Cubierta protectora para sonda de temperatura de aplicación general, contiene látex, 10 uds.	7014616

ADVERTENCIA: Las cubiertas contienen látex.
No utilice con sondas para piel.

Sondas para piel

No utilizar en electrocirugía

Sonda de temperatura, piel, reutilizable, con conector de 7 espigas, 1,5 m	4329822
Sonda de temperatura, piel, reutilizable, con conector de 7 espigas, 3 m	5204669
Sonda de temperatura, piel, reutilizable, con conector de 1/4", 3 m	5201335

Sondas de temperatura para usar con un solo paciente

Sensores de uso general (desechables)

Sonda de temperatura de aplicación general, para usar con un solo paciente, adulto, conector de 7 espigas, 1,6 m	MP00991
Sonda de temperatura de aplicación general, para usar con un solo paciente, adulto, conector de 7 espigas, 3 m	MP00992
Sonda de temperatura de aplicación general, para usar con un solo paciente, niño, conector de 7 espigas, 1,6 m	MP00993
Sonda de temperatura de aplicación general, para usar con un solo paciente, niño, conector de 7 espigas, 3 m	MP00994

Sensores de piel (desechables)

Sonda de temperatura, piel, para usar con un solo paciente, adulto, conector de 7 espigas, 1,6 m	MP00995
Sonda de temperatura, piel, para usar con un solo paciente, adulto, conector de 7 espigas, 3 m	MP00996
Sonda de temperatura, piel, para usar con un solo paciente, niño, conector de 7 espigas, 1,6 m	MP00997
Sonda de temperatura, piel, para usar con un solo paciente, niño, conector de 7 espigas, 3 m	MP00998

Presión sanguínea no invasiva (PSN)

Mangas para PSN

Reutilizables

Manga de la PSN XXS, reutilizable, bebé, 8-13 cm/13 cm	MP00911
Manga de la PSN XS, reutilizable, niño, 12-19 cm/19 cm	MP00912
Manga de la PSN S, reutilizable, para adulto, pequeña, 17-25 cm/29 cm	MP00913
Manga de la PSN M, reutilizable, adulto, 23-33 cm/33 cm	MP00915
Manga de la PSN M+, reutilizable, adulto, larga, 23-33 cm/43 cm	MP00916
Manga de la PSN M++, reutilizable, adulto, extra larga, 23-33 cm/53 cm	MP00917
Manga de la PSN L, reutilizable, para adulto, grande 31-40 cm/40 cm	MP00918
Manga de la PSN L+, reutilizable, para adulto, grande, larga 31-40 cm/55 cm	MP00919
Manga de la PSN XL, reutilizable, muslo, 38-50 cm/50 cm	MP00921

Mangas para usar en un solo paciente

Manga de la PSN XXS, para usar con un solo paciente, bebé, 8-13 cm/13 cm, 10 uds.	MP00924
Manga de la PSN XS, para usar con un solo paciente, niño, 12-19 cm/19 cm, 10 uds.	MP00925
Manga de la PSN S, para usar con un solo paciente, adulto, pequeña 17-25 cm/29 cm, 10 uds.	MP00926
Manga de la PSN M, para usar con un solo paciente, adulto, 23-33 cm/33 cm, 10 uds.	MP00928
Manga de la PSN M+, para usar con un solo paciente, adulto, larga, 23-33 cm/43 cm, 10 uds.	MP00929
Manga de la PSN M++, para usar con un solo paciente, adulto, extra larga, 23-33 cm/53 cm, 10 uds.	MP00930
Manga de la PSN L, para usar con un solo paciente, adulto, grande 31-40 cm/40 cm, 10 uds.	MP00931
Manga de la PSN L+, para usar con un solo paciente, adulto, grande, larga 31-40 cm/55 cm, 10 uds.	MP00932
Manga de la PSN XL, para usar con un solo paciente, muslo, 38-50 cm/50 cm, 10 uds.	MP00934

Mangas para usar en un solo paciente neonato

Manga de la PSN, desechable, neonato, talla 1, 3,1-5,7 cm, 10 uds.	2870181
Manga de la PSN, desechable, neonato, talla 2, 4,3-8,0 cm, 10 uds.	2870199
Manga de la PSN, desechable, neonato, talla 3, 5,8-10,9 cm, 10 uds.	2870207
Manga de la PSN, desechable, neonato, talla 4, 7,1-13,1 cm, 10 uds.	2870215
Manga de la PSN, desechable, neonato, talla 5, 8,3-15 cm, 10 uds.	2870173

C Opciones y accesorios aprobados

Mangueras de conexión para PSN

Tubo de conexión de la PSN, adulto, 3,7 m, para monitores Infinity®

MP00953

Tubo de conexión para PSN, neonatal, 2,4 m

28 70 298

Receptáculo de presión sanguínea arterial no invasiva continua (CNAP)

Kit inicial para Infinity CNAP SmartPod MS17075

Incluye

InfinityCNAPSmartPod MS16905

NOTA: Requiere la versión de software VF7 o superior.

CNAP Controlador de la manga y base MS26125

Cable de conexión de la CNAP MS15893

Cinta del controlador de la manga para el antebrazo MS26122

1 manga del sensor – grande ¹ MS15896

1 manga del sensor – mediana ¹ MS15895

1 manga del sensor – pequeña ¹ MS15894

Cable de comunicación del puerto, 3 m 3368425

Poste para soporte universal MS19705

¹ Las mangas están diseñadas para soportar aproximadamente 12 meses de funcionamiento acumulado dependiendo del uso, lo cual se supervisa en un chip en el interior de cada manga. El uso de la manga es una medida de los ciclos de inflado-desinflado, que se supervisa a través de cada impulso de presión detectado ya que la manga se infla y se desinfla normalmente entre la presión sistólica y diastólica dentro de un latido. Cuando la manga se deteriora hasta un punto por debajo del cual ya no puede funcionar correctamente, en el monitor Dräger aparece un mensaje indicando que hay que cambiarla.

Gasto cardíaco del contorno de la presión de pulso (PiCCO)

Receptáculo PiCCO

Kit de módulos PiCCO

MS16734

Incluye:

1 receptáculo PiCCO
1 adaptador para receptáculo Hemo - 10 espigas
1 bloque adaptador para conectar transductores de presión desechables PULSION al adaptador del receptáculo Hemo
1 cable de interfaz del transductor de presión PULSION al receptáculo PiCCO, 20 cm
1 cable de termistor de inyección del GC para el receptáculo PiCCO
1 cable de catéter del GC para el receptáculo PiCCO
1 cable intermedio del GC para el receptáculo PiCCO, 1,5 m

Receptáculo PiCCO

MS17441

Incluye cable PodCom de 3 m al monitor 3368425 y poste para soporte universal 7485621

NOTA: Todos los accesorios desechables son suministrados directamente por PULSION.

Cables de conexión para el módulo PiCCO

Adaptador para receptáculo Hemo, 10 espigas

3375958

Bloque adaptador para conectar transductores de presión desechables PULSION al adaptador del receptáculo Hemo

Transductor de presión PULSION para el cable de interfaz del receptáculo PiCCO

MS16920

Cable de 20 cm para conectar transductores de presión desechables PULSION al adaptador del receptáculo Hemo

Cable de termistor de inyección del GC para el receptáculo PiCCO

MS16919

Conecta el alojamiento del sensor de inyección PV4046 del receptáculo PiCCO al cable intermedio del GC

Cable de catéter del GC para el receptáculo PiCCO

MS16918

Conecta el catéter de termodilución arterial del receptáculo PiCCO al cable intermedio del GC

Cable intermedio del GC para el receptáculo PiCCO, 1,5 m

MS16916

Conecta el cable del catéter del GC del receptáculo PiCCO y el cable del termistor del GC al receptáculo PiCCO

NOTA: Todos los accesorios desechables son suministrados directamente por PULSION.

C Opciones y accesorios aprobados

Presión sanguínea invasiva (PSI)

Módulos hemodinámicos (incluye cable de 3 m y montura universal para poste)

Módulo Hemo2	4319435
Módulo Hemo4	4315961
Módulo HemoMed	5588822
MPod – QuadHemo (incluye un poste para soporte universal y un poste para placa de montaje de transductor)	MS20725

Nota: Puede obtener transductores y placas de montaje de transductores del fabricante correspondiente; realice su compra localmente o póngase en contacto con su representante de Dräger para obtener información.

Cables de conexión para el receptáculo Hemodynamic

CABLE PodCom, 3 m	3368425
<i>Cable para conectar el módulo Hemo2 o Hemo4 al monitor</i>	
Cable intermedio HemoMed, 3 m	5591925
<i>Cable para conectar HemoMed al monitor</i>	
Cable intermedio para HemoMed, 5 m	5591933
<i>Cable para conectar HemoMed al monitor</i>	
Cable en Y para PSI, 7 clavijas, 0,3 m	5592147
<i>Cable para monitorizar 2 presiones sin receptáculos hemo</i> <i>Se necesita un cable intermedio específico para cada</i> <i>transductor de PSI</i>	
Cable en Y para PSI, 10 clavijas, 0,3 m	5731281
<i>Cable para monitorizar 2 presiones sin receptáculos hemo</i> <i>Se necesita un cable intermedio específico para cada</i> <i>transductor de PSI</i>	
Adaptador para PSI, de 10 clavijas a 7 clavijas	3368383
<i>Conecta los cables para transductores de presión al monitor con conectores de 7 clavijas</i>	

Accesorios para PSI

Adaptador para módulo Hemo, Abbott/Medex	5196998
<i>(Uno para cada receptáculo Hemo2 y dos para cada Hemo4/HemoMed)</i>	

Presión sanguínea invasiva (PSI)

Adaptador para módulos Hemo, Edwards/Baxter (Uno para cada receptáculo Hemo2 y dos para cada Hemo4/HemoMed)	5196980
Adaptador del receptáculo Hemo, Argon (Uno para cada receptáculo Hemo2 y dos para cada Hemo4/HemoMed)	3375941
NOTA: Los accesorios de Becton Dickinson pueden estar etiquetados como productos Argon.	
Adaptador para receptáculo SensoNor, para conectar cables de transductor de presión, de 7 espigas (Uno para cada receptáculo Hemo2 y dos para cada Hemo4/HemoMed)	4329160
Adaptador de receptáculo, de 10 espigas, para transductor de presión (Uno para cada receptáculo Hemo2 y dos para cada Hemo4/HemoMed)	3375958

Cables y transductores para PSI SensoNor/Memscap

Cable del transductor de la PSI para Memscap (Capto/SensoNor), 3,7 m	4321563
Domo para SensoNor 840, 50 unidades	4529954
Juego de PSI SensoNor 840, 10 unidades <i>Juego de vigilancia descartable estéril para transductores de presión SensoNor 840</i>	4530226

Placas para transductores para PSI

Placa para transductor de presión de la PSI, para receptáculo Hemo2, universal, 5 uds.	4721408
Placa para transductor de presión de la PSI, para receptáculo Hemo4, universal, 5 uds.	4721424
Placa para transductor de presión de la PSI, para receptáculo Hemo2, para Memscap (Capto/SensoNor), 5 uds.	4721614
Placa para transductor de presión de la PSI, para receptáculo Hemo4, para Memscap (Capto/SensoNor), 5 uds.	4721416
Placa para transductor de presión de la PSI, para receptáculos Hemo2/4, para Abbott TranspacII/III/Braun, 5 uds	5192112
Placa para transductor de presión de la PSI, para receptáculos Hemo2/4, para Abbott Transpac IV, 5 uds.	7270460

C Opciones y accesorios aprobados

Cables adaptadores de transductor para Infinity MPod – Quad Hemo

NOTA: Se requiere un cable por cada presión invasiva.

Cable adaptador para transductor Abbott-Medex, (Transtar)	MS22535
Cable adaptador para transductor Baxter/Edwards	MS22147
Cable adaptador para transductor Argon/Becton Dickinson	MS22148
Cable adaptador para transductor Utah Medical	MS22534
Cable adaptador para transductor de 7 clavijas de Dräger	MS22533
Cable adaptador para transductor de 10 clavijas de Dräger	MS22532

Gasto cardíaco

Cable de conexión para GC, 1 m <i>Conecta accesorios para gasto cardíaco a los módulos Hemo2/Hemo4/HemoMed</i>	3368458
Cable para catéter de gasto cardíaco <i>Conecta el catéter con el cable intermedio.</i>	8419160
Cable para termistor para GC, Argon/Becton Dickinson <i>Utilicelo con pieza en T para termistor 5741975</i>	8420077
Pieza en T para termistor para GC, Argon <i>Sensor de inyección en línea desechable Argon/Becton Dickinson para la medición de la temperatura de la sustancia inyectada</i> <i>Utilicelo con el cable 8420077</i>	5741975
Cable para termistor para GC, Baxter/Edwards	8539983

Gas sanguíneo transcutáneo

Receptáculo tcpO ₂ /CO ₂ <i>Incluye un cable para conexión del módulo de 1 m 5599076</i>	5592535
Electrodo tpO ₂ /tpCO ₂ de estado sólido	4529988
Kit de sujeción para electrodos de tpO ₂ y tpCO ₂ <i>Caja de 100 anillos adhesivos descartables y cuatro botellas de 20 mL de líquido de contacto</i>	MP00716
Kit de membranas de repuesto para electrodos de tcpO ₂ / tcpCO ₂ <i>Contiene 10 mL de solución electrolítica, 12 juegos de membranas para tpO₂ y tpCO₂, removedor de anillo tórico, y papel de limpieza</i>	MP00715
Gas de calibración, para tpO ₂ /tcCO ₂ , 20,9% O ₂ y 5% CO ₂ , 12 uds. <i>12 cilindros de gas, cada uno con concentraciones de 5% de CO₂ y 20,9% de O₂</i>	MP00717
Kit de soporte de electrodos, soporte de electrodos, tornillo y junta tórica	MP00718
Unidad de calibración TCC	MP00722

CO₂ al final del flujo espiratorio (etCO₂)

Módulo y receptáculo de etCO₂

Módulo etCO ₂	4319310
Receptáculo etCO ₂	5740738
Receptáculo etCO ₂ Microstream	7870947

Sensores

Sensor etCO ₂ CAPNOSTAT™ III <i>Sensor de etCO₂ reutilizable con cable de 2,4 m. Adecuado para adultos, niños y neonatos Incluye celda de calibración y de referencia, adaptador de las vías aéreas para adultos y 5 pinzas para cables.</i>	4322975
---	---------

C Opciones y accesorios aprobados

Accesorios para flujo directo

Adaptador para etCO ₂ para conductos de aire, adulto, espacio muerto < 5 cc	4721796
Adaptador de las vías aéreas etCO ₂ , neonatal, espacio muerto < 0,5 cc	4721788

Accesorios para flujo lateral

Adaptador de las vías aéreas de etCO ₂ de flujo lateral, incluido tubo, 10 uds. <i>No utilizar en neonatos.</i>	4714437
Tubo de deshumidificación para muestreo de etCO ₂ de flujo lateral, Nafion®, 10 uds.	4714429
Cánula nasal de etCO ₂ , adulto, 10 uds.	4714395
Cánula nasal de etCO ₂ , niño, 10 uds.	4714387

Accesorios Microstream

Para uso con pacientes entubados:

Adaptador de las vías aéreas de etCO ₂ Microstream®, adulto/niño, máx. 12 h, 25 uds.	7869535
Adaptador de las vías aéreas de etCO ₂ Microstream®, adulto/niño, máx. 72 h, 25 uds.	7869543
Adaptador de las vías aéreas de etCO ₂ Microstream, neonato/niño, máx. 72 h, 25 uds.	7869550

Para uso con pacientes que no están entubados:

Cánula nasal/bucal etCO ₂ Microstream, niño, máx. 12 h, 25 uds.	7869501
Cánula nasal/bucal etCO ₂ Microstream, + O ₂ , niño, máx. 12 h, 25 uds.	7869584
Cánula nasal etCO ₂ Microstream, adulto, máx. 12 h, 25 uds.	7869477
Cánula nasal etCO ₂ Microstream, niño, máx. 12 h, 25 uds.	7869469
Cánula nasal etCO ₂ Microstream, adulto, máx. 24 h, 25 uds.	7869592
Cánula nasal etCO ₂ Microstream, neonato/niño, máx. 24 h, 25 uds.	7869618
Cánula nasal etCO ₂ Microstream, + O ₂ , adulto, máx. 24 h, 25 uds.	7869493
Cánula nasal etCO ₂ Microstream, + O ₂ , niño, máx. 24 h, 25 uds.	7869485
Smart Capnoline® Plus, adulto/intermedio (paquete de 25)	MS26187
Smart Capnoline® Plus O ₂ , adulto/intermedio (paquete de 25)	MS26188

etCO₂/Mecánica de respiración

Receptáculo etCO ₂ /Mecánica de respiración	5740704
--	---------

Adaptadores/Sensores

Adaptador de mecánica de respiración, desechable, 10 unidades <i>CO₂ + flujo, pediátrico</i>	5957142
Adaptador de mecánica de respiración, desechable, 10 unidades <i>Flujo neonatal</i>	5957100
Sensor para mecánica de respiración, flujo y CO ₂ , desechable, adulto/niño, 10 uds.	5957126
Sensor para mecánica de respiración, flujo y CO ₂ , desechable, neonato, 10 uds.	5957118
Sensor para mecánica de respiración y flujo, desechable, adulto/niño, 10 uds.	5957134

FiO₂

Cable del sensor de FiO ₂ , 1,5 m	5597898
--	---------

Vigilancia MultiGas

Módulos

Scio Four Oxi plus	6871801
Scio Four Oxi	6871803
Scio Four plus	6871802
Scio Four	6871804
Suministro de energía	MS18508

NOTA: Consultar los accesorios y los cables en el suplemento de los módulos Scio Four.

Vigilancia NMT

Kit de la unidad de parámetros del paciente Infinity Trident NMT SmartPod	MS15007
<i>Incluye lo siguiente:</i>	
Módulo Trident	7876910
<i>incluye cable PodCom de 3 m al monitor 3368425 y poste para soporte universal 7485621</i>	
Cable intermedio de NMT para Infinity Trident (NMT) SmartPod, 1,9 m	7872174
Pinza de cables para la cama	MS15087
Adaptador para pulgar NMT para Infinity Trident (NMT) SmartPod, desechable, 50 uds.	MS15084
<i>Contiene un acelerómetro cuando el adaptador para mano no se usa.</i>	
Adaptador para mano NMT Trident	MS15086
<i>Contiene un acelerómetro y sensor de temperatura; se conecta al cable accesorio NMT.</i>	
Acelerómetro NMT Trident	MS15085
<i>Mide la aceleración del pulgar durante las mediciones NMT.</i>	
Termistor NMT Trident	MS15053
Cable de electrodo NMT Trident, 2 derivaciones, 0,3 m	MS13218

MONITORIZACIÓN BISx

Módulo BISx	MS14796
<i>Módulo para medir el nivel de conciencia.</i>	
<i>Incluye el cable PodCom y el cable de sensor</i>	
Sensor BIS pediátrico (caja de 25)	MP00003
Sensor BIS 4 electrodo (caja de 25)	MP00005

C Opciones y accesorios aprobados

EEG

Módulo EEG	5736744
<i>Incluye cable PodCom al monitor (3 m), Poste para soporte universal, convertidor para bloque de derivaciones de referencia, juego de 9 cables de derivación reutilizables (0,6 m) y electrodos de muestra</i>	
Cable de electrodo de EEG, con codificación de color, 9 uds.	5947804
Electrodos de EEG desechables, 25 unidades	MS29468
Block for EEG referential lead conversion	5954859

Mód. Comunicación

Pod connection cable, 3 m	3368425
<i>Cable utilizado para conectar los módulos Hemo2, Hemo4, MPod – Quad Hemo, MultiMed12, EEG, NMT y etCO₂ a Delta/Delta XL/Kappa</i>	
Pod connection cable, 5 m	5195198
<i>Cable utilizado para conectar los módulos Hemo2, Hemo4, MPod – Quad Hemo, MultiMed12, EEG, NMT y etCO₂ a Delta/Delta XL/Kappa</i>	
Pod connection cable, 30 cm	7257988
<i>Cable utilizado para conectar los módulos Hemo2, Hemo4, MPod – Quad Hemo, MultiMed12, EEG, NMT y etCO₂ a Delta/Delta XL/Kappa</i>	