

Piezas de recambio

PRECAUCIÓN:

El instrumento tiene una batería incluida que no puede cambiar el usuario. **No** desmonte el instrumento para cambiar la batería. Para cambiar la batería, póngase en contacto con su proveedor o con un centro de atención técnica autorizado. No hacerlo así podría resultara en daños al equipo.

Para ver una lista de piezas de repuesto, artículos de un único uso y accesorios para el funcionamiento del bilirrubinómetro, consulte la tabla 1 en la página 6-3. Sólo el personal técnico cualificado debería cambiar las piezas que no se encuentran listadas a continuación.

Tabla 1: Piezas de recambio

Número de pieza	Descripción
MU20506	Bilirrubinómetro Dräger, modelo JM-103
MU00831	Batería
MU01704	Estuche flexible
MU01705	Cinta para transporte
MU19527	Base de cargador, EN, UL
MU19528	Base de cargador, EN, CE
MU19625	Base de cargador, FR, CE
MU19627	Base de cargador, ES, CE
MU19628	Base de cargador, DE, CE
MU19629	Base de cargador, IT, CE
MU19630	Base de cargador, PT, CE
MU19631	Base de cargador, NL, CE
MU19632	Base de cargador, SV, CE
MU19633	Base de cargador, DA, CE
MU19634	Base de cargador, NO, CE
MU19635	Base de cargador, SK, CE
MU19636	Base de cargador, CS, CE
MU19637	Base de cargador, HU, CE
MU19638	Base de cargador, PL, CE
MU19791	Adaptador de CA, 120 V, US
MU19792	Adaptador de CA, 240 V, EU

Número de pieza	Descripción
1841793	Cable, América del Norte, 3 m, 5-15P, 120 V
1851691	Cable, CH, 3 m, SN SEV 1011
1851705	Cable, AU, 3 m, AS 3112
1851713	Cable, GB, 3 m, BS 1363
1868160	Cable, 3 m, N 5-15P 250 V
1868950	Cable, DK, 3 m

Almacenamiento y manejo

Al almacenar el instrumento, preste atención a las siguientes condiciones:

- Almacene el instrumento en un rango de temperatura de -10°C (14°F) a 50°C (122°F) y con un rango de humedad relativa no condensante del 30% al 95%.
- Mantenga seco el instrumento.
- No almacene el instrumento en lugares que puedan ejercer un efecto adverso en su rendimiento, como lugares sujetos a las siguientes condiciones:
 - Luz solar directa: no lo almacene cerca de las ventanas.
 - Gran cantidad de polvo: no lo almacene en armarios o contenedores en los que puedan acumularse el polvo o las partículas.
 - Aire con contenido sulfúrico o salino.
 - Campos magnéticos de gran intensidad: no lo almacene cerca de equipos de captación de imágenes o de RMN ni cerca de quirófanos.
- No exponga el instrumento a vibraciones ni impactos fuertes.
- No almacene el instrumento en lugares en los que haya productos químicos almacenados o donde puedan producirse emisiones de gases disolventes.
- Para garantizar que no existan problemas la próxima vez que se utilicen el cuerpo principal y el cargador, límpielos con cuidado con alcohol y consérvelos juntos.