

Lista de accesorios

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones para el paciente

Puede producirse un mal funcionamiento del dispositivo en caso de usarse accesorios incompatibles con el sistema de iluminación.

Sólo los accesorios indicados en esta lista de accesorios pueden usarse con el sistema de iluminación. Siga estas instrucciones de uso cuando coloque los accesorios.

Designación	N.º de pedido
Para todas las versiones de lámpara	
Empuñadura esterilizable E (juego de 2 empuñaduras)	G36993
Empuñadura esterilizable (juego de 2 empuñaduras)	G92099
Empuñadura desechable Polaris de Dräger ¹⁾ (opcional), Solo (juego de 28 uds.)	MP05701
Empuñadura desechable Polaris de Dräger ¹⁾ (opcional), Duo (juego de 56 uds.)	MP05700
Adaptador de empuñadura ²⁾³⁾ (opcional) para fundas desechables de lámparas, fabricadas por Covidien	31146895
Para Polaris 100/200 Mobile	
Cable de conexión equipotencial, longitud: 3,2 m (125,79 in)	8301348

1) Está previsto que la empuñadura desechable Polaris de Dräger esté disponible en países seleccionados a partir de mediados de 2018.

2) No cubierto por la norma IEC 60601-2-41.

3) Si se utiliza el adaptador de empuñadura para fundas desechables, deben pedirse directamente a Covidien las fundas desechables correspondientes.